

Anvendelse og klassificering

MJ Autosadelmager, Holmstrupgårdvej 250, 8210 Århus V

Udstyrets formål:

Positioneringssele type MJ-Bus sele, type MJ-Magnetselen, MJ-Fempunktsselen og MJ-Easy Travel selet, er konstrueret til anvendelse til positionering af personer med handicap, der forårsager ukontrollerede bevægelser eller til aktive personer, der risikerer at forlade sædet i et køretøj, -køretøjets faste sikkerhedssele som kan medføre risiko for fald eller udslyngning under transport.

- Selerne er konstrueret og testet i henhold til DS/EN ISO 10535:2007 Personløft af handicappede personer – Krav til afprøvningsmetoder.
- Testen er udført som statistisk test den angivne personvægt for anvendelse, er 110 kg.

Positioneringssele er ikke en automobil sikkerhedssele, der anvendes som personsikkerhed mod hårde opbremsninger eller uheld.

Ved kørsel i automobil skal bilens sikkerhedssele altid anvendes.

Positioneringssele kan anvendes til børn i alderen fra 2 til 16 år og højde fra mellem 91 cm til 170 cm. og til voksne personer.

Udstyrets komponenter:

Udstyret består af:

Betegnelse	Type	Dimension
Selegjorde	Materiale er Polyamid	
Snaplås	Anchorage Buckle, Black-red press	
Magnetlås	Segufix-Patent Lock/-Magnetic Key	Item no. 1206 and 1208/1209
Vest	100% polyester net vævet stof på forsiden.	
Brystpude	Blødt åndbart 90 % bomuld og 10 % viskose stof	
Brystpude, MJ-Bussele	Kunstlæder	

Belastningsgrænse på 220kg., snaplås og gjorde er testet

Påsyet bæltet med en tråd og sy mønster der passer til bæltets belastnings grænse.

Typerne MJ-Bussele og MJ-Magnetselen er forsynet med et bryst polstring til fiksering af bæltene på forsiden af kroppen. Magnetselen kan åbnes i fronten, således selet kan placeres på sædet inden personen, og når personen har sat sig, kan den lukkes ved hjælp af magneter med lås.

Type MJ-Easy Travel selet består af en vest, som personen ikklædes inden placering på sædet, vesten kan åbnes og lukkes foran ved hjælp af knaplås.

Type MJ-Fempunkt selet placeres om personen, når denne er placeret på sædet.

Udstyrets specifikationer:

Seler med brudstyrke på 110 kg.

Snaplåse type: Anchorage Buckle, Black-red press

Anvendelse og klassificering

MJ Autosadelmager, Holmstrupgårdvej 250, 8210 Århus V

Brystpuder og veste udført i åndbart 90 % bomuld og 10 % viskose eller 100 % polyester. Sele og brystpuder kan vaskes ved 40°C.

MJ-Busselen er forsynet med en brystpude af kunstlæder.

Selerne må anvendes til børn i alder fra 2 år til 16 år og højde fra 91 cm. til 170 cm og til voksne personer.

Direktiver, bekendtgørelser og standarder:

Positioneringsselen er designet til anvendelse til positionering af bevægelseshæmmede børn og voksne til en sikker og god siddeposition på sædet.

Positioneringsselen er et sikkerhedsudstyr der sikrer, at den bevægelseshæmmede person ikke har en forkert stilling på sædet i forhold til køretøjets egen sikkerhedssele, ligeledes sikrer positioneringsselen også, at personen ikke glider ud af køretøjets sikkerhedssele.

Produkterne henhører under:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016. kat.II.

Artikel 1.

Dette direktiv finder anvendelse på personlige værnemidler, i det følgende benævnt PV.

stk. 2. I dette direktiv forstås ved PV: Enhver anordning bestemt til at bæres eller holde en person med henblik på at beskytte denne mod en eller flere risici, der truer hans sundhed og sikkerhed.

Artikel 8. stk. 3

Undtaget fra EF-typeafprøvning er ukomplicerede PV, hvor fabrikanten må formode, at bruger selv kan vurdere, om de er effektive mod mindre risici, hvis virkning, når de indtræder gradvis, kan konstateres af brugeren i tide og uden fare.

Til denne kategori hører udelukkende PV, der skal beskytte bruger mod:

- Mekaniske påvirkninger, der har overfladisk effekt.

Og:

DS/EN 13688:2013 Generelle krav til ergonomi, ældning, størrelser og mærkning af beskyttelsesbeklædning.

DS/EN 13210:2004 Børneseler og andre lignende produkter-Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.

DS/EN 365:2004 Personlige værnemidler og faldsikringsmaterial: Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler, BEK nr. 210 af 14/03/2018.

Ole Thorup Nielsen, OnConsult, 17.07.2020